

Sera kalibračný roztok 50 mS/cm 100ml



Sera_kalibra_n_4af40ed26e7f2.jpg



Ako pracujeme s kalibračnými roztokmi: Vždy pred kalibráciou odlejte malé množstvo kalibračného roztoku do inej kivetky a tam ponárajte sondu. Pre každý kalibračný roztok používajte separátnu kivetku. Fľaštičku s kalibračným roztokom ihneď zatvorte. P

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené

Cena

Predajná cena po zľave

Predajná cena 4,60 €

Ušetríte

24 h

[Otázka k produktu](#)

Výrobca [SERA](#)

Popis produktu Ako pracujeme s kalibračnými roztokmi: Vždy pred kalibráciou odlejte malé množstvo kalibračného roztoku do inej kivetky a tam ponárajte sondu. Pre každý kalibračný roztok používajte separátnu kivetku. Fľaštičku s kalibračným roztokom ihneď zatvorte. Použitý roztok nikdy nevlievajte späť do fľaštičky.

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.