

## Sera kalibračný roztok 500 µS/cm 100ml



Sera\_kalibra\_n\_4af40ef1ac3a2.jpg



Ako pracujeme s kalibračnými roztokmi: Vždy pred kalibráciou odlejte malé množstvo kalibračného roztoku do inej kivetky a tam ponárajte sondu. Pre každý kalibračný roztok používajte separátnu kivetku. Fľaštičku s kalibračným roztokom ihneď zatvorte. P

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené

### Cena

Predajná cena po zľave

Cena s DPH 4,60 €

Ušetríte

24 h

\*\*\*\*\*

[Otázka k produktu](#)

Výrobca [Sera](#)

Popis produktu Ako pracujeme s kalibračnými roztokmi: Vždy pred kalibráciou odlejte malé množstvo kalibračného roztoku do inej kivetky a tam ponárajte sondu. Pre každý kalibračný roztok používajte separátnu kivetku. Fľaštičku s kalibračným roztokom ihneď zatvorte. Použitý roztok nikdy nevlievajte späť do fľaštičky.

### Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.